


Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte de COMIRNATY Original & Omicron BA.4/BA.5 (vaccin à ARNm contre la COVID-19, bivalent [souche originale et variant Omicron BA.4/BA.5]) pour les personnes âgées de 12 ans et plus


Étiquette de la fiole



LOT/MFG : PAA194854*	<p>Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech, bivalent</p> <p>Original and Omicron BA.4/BA.5</p> <p>NE PAS DILUER 12 ans et plus</p> <p>La fiole contient 6 doses de 0,3 mL.</p> <p>Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation.</p> <p>Autorisation pour une utilisation d'urgence.</p> <p>Après la perforation initiale, conserver entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter après 12 heures.</p> <p>Date et heure de la perforation initiale :</p>	NUMÉRO NDC : 59267-0304-1
-------------------------	--	---------------------------

* Le code de composant de l'étiquette peut varier en fonction de la chaîne d'approvisionnement du produit.

Étiquette de la boîte (10 fioles)



PANNEAU AVANT

Pfizer-BioNTech
Vaccin contre la COVID-19, bivalent
Original and Omicron BA.4/BA.5
Suspension pour injection intramusculaire

NE PAS DILUER

10 fioles multidoses

Chaque fiole contient **6 doses de 0,3 mL.**
Pour les personnes âgées de **12 ans et plus.**

BIONTECH Pfizer



OUVRIR ICI*



PANNEAU SUPÉRIEUR

Pfizer-BioNTech
Vaccin contre la COVID-19, bivalent
Original and Omicron BA.4/BA.5
Suspension pour injection intramusculaire

NUMÉRO NDC : 59267-0304-2

NE PAS DILUER

10 fioles multidoses

Chaque fiole contient **6 doses de 0,3 mL.**

Pour les personnes de **12 ans et plus.**

Autorisation pour une utilisation d'urgence.

BIONTECH

Pfizer

Produit d'ordonnance

PANNEAU ARRIÈRE

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR.

Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

Après la perforation initiale, conserver le vaccin à une température de 2 °C à 25 °C (de 35 °F à 77 °F).

Jeter 12 heures après la perforation initiale.

Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.



PANNEAU INFÉRIEUR


Fabriqué pour
BioNTech
Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mayence, Allemagne

Fabriqué par
Pfizer Inc.
New York, NY 10017


[Code à barres]
359267030429*

FABRIQUÉ EN BELGIQUE*

PAA194853*

PANNEAU LATÉRAL	
CODE GTIN LOT/MFG :	
PANNEAU LATÉRAL	
<p>Pfizer-BioNTech Vaccin contre la COVID-19, bivalent Original and Omicron BA.4/BA.5 <i>Suspension pour</i> <i>injection intramusculaire</i> NE PAS DILUER 10 fioles multidoses Chaque fiole contient  6 doses de 0,3 mL.</p> <p>Pour les personnes âgées de 12 ans et plus</p>	

* Il pourrait y avoir les différences mineures suivantes quant au texte et à son emplacement sur la boîte, selon la chaîne d'approvisionnement du produit et les diverses configurations de la boîte :

- La mention « MADE IN BELGIUM » (FABRIQUÉ EN BELGIQUE) pourrait ne pas figurer sur toutes les boîtes.
- Le code de composant de l'étiquette et le numéro du code à barres pourraient être différents.
- Il se pourrait que la boîte ne comporte pas de rabat détachable; la mention « ↙ TEAR HERE ↘ » (OUVRIR ICI) pourrait donc ne pas être présente.
- Les flèches vers le haut () indiquant le sens d'entreposage de la boîte pourraient figurer sur un panneau différent.