


COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les enfants de 6 mois à moins de 5 ans : **capuchon MARRON et **étiquette à bordure MARRON** – DILUER AVANT L'ADMINISTRATION**


Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon marron et étiquette à bordure marron)



Numéro de l'emballage LOT/MFG :	Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech DILUER AVANT L'ADMINISTRATION 6 mois à < 5 ans Après la dilution – 10 doses de 0,2 mL Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. Après la dilution, conserver entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter après 12 heures. Date et heure de la dilution :	Numéro NDC :
------------------------------------	---	--------------

BOÎTE (10 fioles)



TEXTE DE LA BOÎTE

PANNEAU AVANT

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Suspension pour injection intramusculaire

DILUER AVANT L'ADMINISTRATION

10 fioles multidoses

Après la dilution, chaque fiole contient

10 doses de 0,2 mL


Pour les enfants âgés de **6** mois à **< 5** ans

BIONTECH

Pfizer



OUVRIR ICI



PANNEAU SUPÉRIEUR

**Vaccin contre la COVID-19
de Pfizer-BioNTech**

NUMÉRO NDC : 59267-0078-4

Suspension pour injection intramusculaire

DILUER AVANT L'ADMINISTRATION

10 fioles multidoses

Après la dilution, chaque fiole contient

10 doses de 0,2 mL

Pour les enfants âgés de **6** mois à **< 5** ans

BIONTECH

Pfizer

Produit d'ordonnance

PANNEAU ARRIÈRE

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR.

Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution

injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 %

USP (non fournie)

Conserver le vaccin dilué

entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).

Jeter la fiole 12 heures après la dilution.

Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.



PANNEAU INFÉRIEUR

Fabriqué pour

BioNTech

Manufacturing GmbH

An der Goldgrube 12

55131 Mayence, Allemagne

Fabriqué par


Pfizer Inc.

New York, NY 10017

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Numéro de l'emballage :


PANNEAU LATÉRAL	
CODE GTIN LOT/MFG :	
PANNEAU LATÉRAL	
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech <i>Suspension pour</i> <i>injection intramusculaire</i> DILUER AVANT L'ADMINISTRATION 10 fioles multidoses Après la dilution, chaque fiole contient 10 doses de 0,2 mL Pour les enfants âgés de 6 mois à < 5 ans	



COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les personnes de 12 ans et plus : capuchon gris/étiquette à bordure grise – Ne PAS diluer

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon gris et étiquette à bordure grise)



Numéro de l'emballage
LOT/MFG :

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
NE PAS DILUER 12 ans et plus

NDC

La fiole contient **6** doses de **0,3 mL**.


Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.

Après la perforation initiale, conserver entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter après 6 heures.


Date et heure de la perforation initiale :

BOÎTE (10 fioles)



TEXTE DE LA BOÎTE	
PANNEAU AVANT	
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech <i>Suspension pour injection intramusculaire</i> NE PAS DILUER 10 fioles multidoses Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL . Pour les personnes de 12 ans et plus BIONTECH Pfizer	
	
PANNEAU SUPÉRIEUR	
NUMÉRO NDC Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech <i>Suspension pour injection intramusculaire</i> NE PAS DILUER 10 fioles multidoses Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. Pour les personnes de 12 ans et plus BIONTECH Pfizer Produit d'ordonnance	
PANNEAU ARRIÈRE	
Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer le code QR. Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière. Après la perforation initiale, conserver le vaccin à une température de 2 °C à 25 °C (de 35 °F à 77 °F). Jeter 6 heures après la perforation initiale. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence.	
	
PANNEAU INFÉRIEUR	
Fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mayence, Allemagne Fabriqué par Pfizer Inc. New York, NY 10017	


PANNEAU LATÉRAL	
CODE GTIN LOT/MFG :	
PANNEAU LATÉRAL	
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech <i>Suspension pour</i> <i>injection intramusculaire</i> NE PAS DILUER 10 fioles multidoses Chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL. Pour les personnes de 12 ans et plus	



COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les personnes de 12 ans et plus : capuchon violet/étiquette à bordure violette - DILUER AVANT L'ADMINISTRATION

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon violet et étiquette à bordure violette)



Numéro de
l'emballage
LOT/EXP :

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech
Après la dilution, la fiole contient 6 doses de
0,3 mL.

NDC

Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.

DILUER AVANT L'EMPLOI.

Jeter 6 heures après la dilution

lorsque le produit est conservé entre 2 et 25 °C
(35 et 77 °F).

Date et heure de la dilution :

BOÎTE (195 fioles)

NO COPY	
NDC 59267-1000-2 Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine <i>Suspension for Intramuscular Injection</i> 195 Multiple Dose Vials (after dilution each vial contains 6 doses of 0.3 mL) FPO: QR Code https://www.pfi.sr/pfbntcovidvax STORAGE: Prior to dilution, store at -80°C to -60°C (-112°F to -76°F). Store in this carton to protect from light. DOSAGE AND ADMINISTRATION: After dilution, each vial contains 6 doses of 0.3 mL. See FDA-authorized Fact Sheet or scan QR code for information. MUST BE DILUTED BEFORE USE with sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not supplied). After dilution, store the vaccine at 2°C to 25°C (35°F to 77°F). Discard after 6 hours. Contains no preservative. For use under Emergency Use Authorization. Rx only	Manufactured for BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mainz, Germany Manufactured by Pfizer Inc. New York, NY 10017 PAA173697
NO COPY	
NO COPY	
Pfizer-BioNTech COVID-19 Vaccine <i>Suspension for Intramuscular Injection</i> 195 Multiple Dose Vials (after dilution each vial contains 6 doses of 0.3 mL) STORAGE: Prior to dilution, store at -80°C to -60°C (-112°F to -76°F). Store in this carton to protect from light. DOSAGE AND ADMINISTRATION: After dilution, each vial contains 6 doses of 0.3 mL. See FDA-authorized Fact Sheet or scan QR code for information.	MUST BE DILUTED BEFORE USE with sterile 0.9% Sodium Chloride Injection, USP (not supplied). After dilution, store the vaccine at 2°C to 25°C (35°F to 77°F). Discard after 6 hours. Contains no preservative. PAA173697
NO COPY	

TEXTE DE LA BOÎTE**PANNEAU PRINCIPAL SUPÉRIEUR**

NDC 59267-1000-2

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech*Suspension pour injection intramusculaire***195 fioles multidoses**(après la dilution, chaque fiole contient
6 doses de 0,3 mL)

BIONTECH Pfizer

Fabriqué pour
BioNTech
Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mayence,
AllemagneFabriqué par
Pfizer Inc.
New York, NY 10017**CONSERVATION :**Avant la dilution, conserver entre
-80 et -60 °C (-112 et -76 °F).

Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL.

Consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer
le code QR pour obtenir de plus amples renseignements.DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable
stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie).

Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).

Jeter 6 heures après la dilution.

Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.

Numéro de
l'emballage :

LOT :

EXP :

Produit d'ordonnance

PANNEAU AVANT LATÉRAL**Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech***Suspension pour injection intramusculaire***195 fioles multidoses**

(après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL)

CONSERVATION : Avant la dilution, conserver entre
-80 et -60 °C (-112 et -76 °F).

Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL.

Consulter la fiche d'information autorisée par la FDA ou balayer
le code QR pour obtenir de plus amples renseignements.DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable
stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie).

Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).

Jeter 6 heures après la dilution.

Sans agent de conservation.

Numéro de
l'emballage :


LOT :

EXP :

COMIRNATY (Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech) pour les enfants de 5 ans à < 12 ans : capuchon orange et étiquette à bordure orange - DILUER AVANT L'ADMINISTRATION


Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte

FIOLE (capuchon orange et étiquette à bordure orange)



Numéro de l'emballage LOT/MGF :	Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech DILUER AVANT UTILISATION 5 ans à < 12 ans Après la dilution – 10 doses de 0,2 mL Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation. Autorisation pour une utilisation d'urgence. Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F) et jeter 6 heures après la dilution. Date et heure de la dilution :	Numéro NDC
------------------------------------	---	------------

BOÎTE (10 fioles)



TEXTE DE LA BOÎTE

PANNEAU AVANT

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Suspension pour injection intramusculaire

DILUER AVANT UTILISATION

10 fioles multidoses

Après la dilution, chaque fiole contient

10 doses de 0,2 mL.

Pour les enfants de **5 ans à < 12 ans**

BIONTECH

Pfizer



PANNEAU SUPÉRIEUR

NDC 59267-1055-4

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Suspension pour injection intramusculaire

DILUER AVANT UTILISATION

10 fioles multidoses

Après la dilution, chaque fiole contient 10 doses de 0,2 mL.

Pour les enfants de **5 ans à < 12 ans**

BIONTECH

Pfizer

Produit d'ordonnance

PANNEAU ARRIÈRE

Pour obtenir des renseignements sur la conservation et la péremption, consulter la fiche d'information autorisée par la FDA

ou balayer le code QR. Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI

avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie)

Conserver le vaccin dilué

entre 2 °C et 25 °C (35 °F et 77 °F).

Jeter la fiole 6 heures après la dilution.

Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence



FPD: QR Code

PANNEAU INFÉRIEUR	
Fabriqué pour BioNTech Manufacturing GmbH An der Goldgrube 12 55131 Mayence, Allemagne Fabriqué par Pfizer Inc. New York, NY 10017	
PANNEAU LATÉRAL	
CODE GTIN LOT/MFG	
PANNEAU LATÉRAL	
Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech <i>Suspension pour</i> <i>injection intramusculaire</i> DILUER AVANT UTILISATION 10 fioles multidoses Après la dilution, chaque fiole contient 10 doses de 0,2 mL. Pour les enfants de 5 ans à < 12 ans 