


Étiquetage des boîtes provenant des États-Unis



NDC 80777-273-98

Vaccin de Moderna contre la COVID-19

Suspension pour injection intramusculaire

Pour utilisation en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence

Contenu : 10 flacons à doses multiples (chaque flacon contient un maximum de 15 doses de 0,5 mL)

Chaque flacon à doses multiples contient un maximum de 15 doses (de 0,5 mL chacune).

Sans agent de conservation.

Le bouchon du flacon n'est pas fabriqué avec du latex de caoutchouc naturel.

ENTREPOSER CONGELÉ à une température comprise entre -50 °C et -15 °C (-58 °F et 5 °F).

Protéger de la lumière.


Après la première utilisation, maintenir à une température comprise entre 2 °C et 25 °C (36 °F et 77 °F). Jeter après 12 heures. Ne pas recongeler.

Balayer ici pour obtenir le feuillet d'information autorisé par la FDA afin de connaître la posologie et l'administration, ainsi que les dates de péremption du produit, ou consulter le site

www.modernatx.com/covid19vaccin-eua/

Fabriqué pour : Moderna US, Inc., Cambridge, MA 02139, États-Unis

Étiquetage des flacons provenant des États-Unis



The image shows a rectangular label for Moderna COVID-19 Vaccine. The label is divided into several sections. On the left, there is a QR code and the number 3-5924-553. The top left section contains storage instructions: 'STORE FROZEN between -50° to -15°C (-58° to 5°F). Protect from light. No preservative. After first use, hold at 2° to 25°C (36° to 77°F). Discard after 12 hours.' Below this is a line for 'Record date/time of first use: _____'. The top right section displays 'NDC 80777-273-15' and 'Moderna COVID-19 Vaccine' in large red letters. Below this, it says 'Suspension for Intramuscular Injection For use under Emergency Use Authorization'. At the bottom right, there is a small red vial icon and the text 'Multiple-dose vial (maximum 15 doses of 0.5 mL)'. On the far right, there is a vertical black bar with the word 'LOT' written vertically in white. The bottom left section contains a QR code and the text 'Scan here for FDA-authorized Fact Sheet for dosage and administration, and product expiration dates, or visit www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/'. At the bottom left, it says 'Mfd. for: Moderna US, Inc., Cambridge, MA 02139'.

3-5924-553

STORE FROZEN between -50° to -15°C (-58° to 5°F). Protect from light. No preservative. After first use, hold at 2° to 25°C (36° to 77°F). Discard after 12 hours.

Record date/time of first use: _____

Scan here for FDA-authorized Fact Sheet for dosage and administration, and product expiration dates, or visit www.modernatx.com/covid19vaccine-eua/

Mfd. for: Moderna US, Inc., Cambridge, MA 02139

NDC 80777-273-15

Moderna COVID-19 Vaccine

Suspension for Intramuscular Injection
For use under Emergency Use Authorization

Multiple-dose vial
(maximum 15 doses of 0.5 mL)

LOT

NDC 80777-273-15

Vaccin de Moderna contre la COVID-19

Suspension pour injection intramusculaire

Pour utilisation en vertu de l'autorisation d'utilisation d'urgence

Flacon à doses multiples (maximum de 15 doses de 0,5 mL)

ENTREPOSER CONGELÉ à une température comprise entre -50 °C et -15 °C (-58 °F et 5 °F).

Protéger de la lumière. Sans agent de conservation.

Après la première utilisation, maintenir à une température comprise entre 2 °C et 25 °C (36 °F et 77 °F). Jeter après 12 heures.

Noter la date/l'heure de la première utilisation : _____

Balayer ici pour obtenir le feuillet d'information autorisé par la FDA afin de connaître la posologie et l'administration, ainsi que les dates de péremption du produit, ou consulter le site

www.modernatx.com/covid19vaccin-eua/

Fabriqué pour : Moderna US, Inc., Cambridge, MA 02139, États-Unis

LOT