


Étiquetages en anglais et en français des fioles et des boîtes approuvées par Santé Canada pour Janssen COVID-19 Vaccine

FIOLE



[QR code]

**Janssen COVID-19 Vaccine
(Ad26.COV2-S [recombinant])
IM Injection**

5 doses of 0.5 mL
Preservative free.
Directions for use: see insert.
Store frozen at -25°C to -15°C.
Discard date and time:

DIN 02513153

Lot
EXP

[Code QR]


**Janssen COVID-19 Vaccine
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Injection IM**

5 doses de 0,5 mL
Sans agent de conservation.
Directions pour utilisation : voir le feuillet
Conserve congelée entre -25 et -15°C
Date et heure de la mise au rebut :

DIN 02513153

Lot
EXP

CARTON



10 multidose vials DIN 02513153
Each vial contains 5 doses of 0.5 mL
(5 x 10¹⁰ virus particles / 0.5 mL)

**Janssen COVID-19 Vaccine
(Ad26.COV2-S [recombinant])**

10 flacons multidose DIN 02513153
Chaque flacon contient 5 doses de 0,5 mL
(5 x 10¹⁰ particules virales / 0,5 mL)

**Janssen COVID-19 Vaccine
(Ad26.COV2-S [recombinant])**

Suspension for intramuscular injection

Store at -25°C to -15°C (printed expiry on carton) or 2°C to 8°C (see package leaflet for expiry). **After first use**, hold at 2°C to 8°C for up to 6 hours or at room temperature for up to 3 hours. DO NOT REFREEZE. Store vial in the original carton to protect from light.

Suspension pour injection intramusculaire

Conserve entre -25 et -15°C (date de préemption imprimée sur la boîte) ou entre 2 et 8°C (voir le feuillet pour la péremption). **Après la première utilisation**, garder entre 2 et 8°C pendant une période maximale de 6 heures ou à température ambiante pendant une période maximale de 3 heures. NE PAS RECONGELER. Conserver le flacon dans la boîte d'origine pour le protéger de la lumière.

Dosage and administration: see package leaflet. For questions, concerns, or the Product Monograph go to www.janssen.com/canada

Posologie et administration : voir le feuillet. Pour toute question ou préoccupation, ou pour la monographie, consulter : www.janssen.com/canada

Record expiry date when stored at 2°C to 8°C below / Consigner la date de préemption lorsque le vaccin est conservé entre 2 et 8°C ci-dessous :

2021 JANSSEN Inc.

All trademarks used under license

NOT FOR DISTRIBUTION OUTSIDE OF CANADA

Marques de commerce utilisées sous licence.

NE PAS DISTRIBUER HORS DU CANADA

Non-medicinal ingredients: 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin (HBCD), citric acid monohydrate, ethanol, hydrochloric acid, polysorbate-80, sodium chloride, sodium hydroxide, trisodium citrate dihydrate, water for injection. Preservative free.

Ingrédient non médicinaux : 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrin (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables. Sans agent de conservation.

Janssen Inc., 19 Green Belt Drive, Toronto, ON M3C 1L9

Lot :

EXP :