


Étiquetages unilingues anglais de la fiole et de la boîte pour Janssen COVID-19 Vaccine

Fiole – Version 1

Étiquetage blanc UE : Étiquette du flacon




COVID-19 Vaccine Janssen
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Date/heure de la mise au rebut :

Lot
EXP

Boîte – Version 1

Étiquetage blanc UE : Étiquetage de la boîte



10 flacons multidose
Chaque flacon contient 5 doses de 0,5 mL
COVID-19 Vaccine Janssen
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Utilisation intramusculaire

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Conserver entre -25 et -15 °C. Peut également être conservé entre 2 et 8 °C.
Voir la notice d'emballage pour la durée de conservation entre 2 et 8 °C.

Conserver les flacons dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière et consigner ci-dessous la date de péremption en cas de conservation entre 2 et 8 °C :

GTIN XXXXXXXXXXXXXXX

Lot


EXP

Lire la notice d'emballage avant utilisation :
Scannez ce code QR en utilisant votre appareil ou allez sur
www.covid19vaccinejanssen.com

[Code QR]

Fiole – Version 2

Étiquetage blanc UE : Étiquette du flacon



COVID-19 Vaccine Janssen
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Date/heure de la mise au rebut :

Lot
EXP

Boîte – Version 2

Étiquetage blanc UE : Étiquetage de la boîte



10 flacons multidose
Chaque flacon contient 5 doses de 0,5 mL
COVID-19 Vaccine Janssen
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Utilisation intramusculaire

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Conserver entre -25 et -15 °C. Peut également être conservé entre 2 et 8 °C.
Voir la notice d'emballage pour la durée de conservation entre 2 et 8 °C.


Conserver les flacons dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière et consigner ci-dessous la date de péremption en cas de conservation entre 2 et 8 °C :

Lire la notice d'emballage avant utilisation :
Scannez ce code QR en utilisant votre appareil ou allez sur
www.covid19vaccinejanssen.com

SN
EXP
Lot
GTIN

Flacon – Version 3

Étiquetage blanc hors États-Unis – Boîte avec tous les côtés blancs : Étiquette de la fiole



Janssen COVID-19 Vaccine
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Après la première utilisation, garder entre 2
et 8 °C (entre 36 et 46°F).
Jeter après 6 heures.
Date et heure de la première utilisation :
Péremption :
www.vaxcheck.jnj
Lot

Boîte – Version 3

Étiquetage blanc hors États-Unis – Boîte avec tous les côtés blancs : Étiquetage de la boîte



10 fioles multidose
Chaque fiole contient 5 doses de 0,5 mL
Janssen COVID-19 Vaccine
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Utilisation intramusculaire
5 doses de 0,5 mL

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Conserver entre 2 et 8 °C (entre 36 et 46 °F), y compris après la première utilisation.
Jeter 6 heures après la première utilisation. Ne pas congeler. Conserver la fiole dans son emballage d'origine pour la protéger de la lumière.

Lire le feuillet avant utilisation.

Noter la date de péremption : _____

GTIN

Lot


Mfg. Date

Date de péremption et feuillet : scanner ce code QR en utilisant votre appareil ou aller sur le site www.vaxcheck.jnj ou appeler le numéro international sans frais (pays limités) :

[préfixe international] +800-565-4008-8 ou numéro payant : [préfixe international] +1-908-455-9922.

Fiole – Version 4

**Étiquetage orange hors États-Unis –
Boîte avec un autocollant orange sur un
côté :** Étiquette de la fiole




COVID-19 Vaccine Janssen
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL
Date et heure de la mise au rebut :

Lot
EXP

Boîte – Version 4

Étiquetage orange hors États-Unis – Boîte avec un autocollant orange sur un côté : Étiquetage de la boîte



10 fioles multidose
Chaque fiole contient 5 doses de 0,5 mL
COVID-19 Vaccine Janssen
Suspension pour injection
Vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COV2-S [recombinant])
Usage intramusculaire

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl- β -cyclodextrine (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Conserver entre 2 et 8 °C, y compris après la première utilisation. NE PAS CONGELER.

Jeter la fiole perforée après 6 heures. Conserver les fioles dans leur emballage d'origine pour les protéger de la lumière. Garder la boîte pour la date de péremption.

Pour obtenir des renseignements complets sur l'entreposage et d'autres renseignements sur le produit, consulter la monographie de produit à l'adresse www.janssen.com/canada/products ou composer le 1-800-565-4008 (numéro sans frais) ou le 1-908-455-9922 (numéro payant – États-Unis) ou visiter le site www.janssenmedicalinformation.ca/fr

GTIN

Lot :

EXP :