


Annexe A – Étiquetage unilingue anglais de la fiole et de la boîte pour Janssen COVID-19 Vaccine

Fiole



Janssen COVID-19 Vaccine
vaccin contre la COVID-19
(Ad26.COVS2-S [recombinant])
Injection intramusculaire
5 doses de 0,5 mL

Après la première utilisation, garder entre 2 et 8 °C (entre 35 et 46 °F).

Jeter après 6 heures.

Noter la date et l'heure de la première utilisation :

Péremption :

www.vaxcheck.jnj

Lot :

Boîte



10 fioles multidose
 Chaque fiole contient 5 doses de 0,5 mL
Janssen COVID-19 Vaccine
 Suspension pour injection
 vaccin contre la COVID-19
 (Ad26.COV2-S [recombinant])
 Utilisation intramusculaire
 5 doses de 0,5 mL

Ingrédients non médicinaux : 2-hydroxypropyl-β-cyclodextrine (HBCD), acide citrique monohydraté, éthanol, acide chlorhydrique, polysorbate 80, chlorure de sodium, hydroxyde de sodium, citrate trisodique dihydraté, eau pour préparations injectables

Conserver entre 2 et 8 °C (entre 35 et 46 °F), y compris après la première utilisation. Jeter 6 heures après la première utilisation. Ne pas congeler. Conserver la fiole dans son emballage d'origine pour la protéger de la lumière.

Lire le feuillet avant utilisation.
 Noter la date de péremption :

Date de péremption et feuillet : scanner ce code QR en utilisant votre appareil ou aller sur le site www.vaxcheck.jnj ou appeler le numéro international sans frais (pays limités) : [préfixe international] +800-565-4008-8 ou numéro payant : [préfixe international] +1-908-455-9922