


Étiquettes de flacons et de boîtes pour NUVAXOVID avec étiquetage en anglais seulement

Flacon



NUVAXOVID™ 5 mL

Dispersion pour injection

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant)

Utilisation intramusculaire

10 doses de 0,5 mL

À conserver au réfrigérateur.

Après la première ponction, conserver à une température entre 2°C et 25°C, utiliser dans les 6 heures.

Novavax


Date :

Heure :

Lot :

EXP :

Boîte



Étiquette principale :
NUVAXOVID™ 5 mL
Dispersion pour injection
Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant)
Utilisation intramusculaire
10 flacons multidoses
Chaque flacon contient **10 doses** de 0,5 mL
Novavax

Étiquette au dos :
Chaque dose contient 5 microgrammes de protéine spike recombinante du SRAS-CoV-2 adjuvée avec Matrix - M.

Adjuvant Matrix-M : Fraction-A et Fraction-C de l'extrait de Quillaja saponaria Molina.

Excipients : hydrogénophosphate disodique heptahydraté, dihydrogénophosphate de sodium monohydraté, hydrogénophosphate disodique dihydraté, chlorure de sodium, polysorbate 80, cholestérol, phosphatidylcholine (y compris tout-rac- α -Tocophérol) dihydrogénophosphate de potassium, chlorure de potassium, hydroxyde de sodium, acide chlorhydrique et eau pour préparations injectables.

Lire la notice d'utilisation avant de l'utiliser.

Conserver dans un réfrigérateur. Ne pas congeler.

Conserver dans l'emballage d'origine afin de protéger de la lumière.

Après la première ponction, conserver entre 2°C et 25°C, utiliser dans les 6 heures.

Étiquette latérale :

NUVAXOVID™ 5 mL

Dispersion pour injection

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant)

Utilisation intramusculaire

[Code QR]

Pour plus d'informations, scannez ou visitez NovavaxCovidVaccine.com

Étiquette latérale :

NUVAXOVID™ 5 mL

Dispersion pour injection

Vaccin contre la COVID-19 (recombinant, avec adjuvant)

Utilisation intramusculaire

EU/1/21/1618/001

Novavax CZ a. s.

Bohumil 138, Jevany, 28163, République tchèque

Étiquette

supérieure :Lot :

EXP :

Code barres