


Étiquettes européennes du flacon et de la boîte de Sotrovimab en français et en anglais

Approvisionnement portant les étiquettes européennes

Étiquette intérieure



Étiquette intérieure

Sotrovimab 500 mg
concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion
sotrovimab


IV Use 500 mg/vial
Voie IV 500 mg/flacon

Lot

EXP

Approvisionnement portant les étiquettes européennes

Étiquette extérieure



Étiquette extérieure

Sotrovimab 500 mg

concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion

sotrovimab

For intravenous use

Pour administration intraveineuse

1 vial

1 flacon

Each vial contains 500 mg sotrovimab in 8mL (62.5 mg/mL).

Also contains: histidine, histidine monohydrochloride, sucrose, polysorbate 80, methionine.

Keep out of the sight and reach of children.

Store in a refrigerator. Do not freeze.

Store in the original carton in order to protect from light.

Chaque flacon de 8 mL contient 500 mg de sotrovimab (62,5 mg/mL).

Contient également: histidine, monochlorhydrate d'histidine, saccharose, polysorbate 80, méthionine.

Tenir hors de la vue et de la portée des enfants.

À conserver au réfrigérateur. Ne pas congeler.

À conserver dans l'emballage d'origine, à l'abri de la lumière.

GlaxoSmithKline (Ireland) Limited
12 Riverwalk, Citywest Business Campus,
Dublin 24, Ireland/Irlande

Lot

EXP

Sotrovimab 500 mg

concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion

sotrovimab

Read the product information before use.

Scan the code with a mobile device to get this information in different languages or visit

www.sotrovimabinfo.com

Lire les informations concernant le produit avant utilisation. Scanner le code avec un appareil mobile afin d'obtenir ces informations dans différentes langues ou visiter

www.sotrovimabinfo.com

[Code QR]

PRESS HERE TO OPEN

APPUYER ICI POUR OUVRIR

Sotrovimab 500 mg

concentrate for solution for infusion
solution à diluer pour perfusion

sotrovimab