


Étiquettes bilingues en anglais et en français des fioles et des boîtes de Vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 et de Vaxzevria^{MC} approuvées par Santé Canada (approvisionnement portant les étiquettes canadiennes)

Approvisionnement portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)

Étiquette intérieure 1




Étiquette intérieure 1

Vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 DIN 02510847
Solution pour injection intramusculaire
Lire la monographie de produit avant utilisation au : www.azcovid-19.com
Après la première utilisation, jeter après:
6 heures jusqu'à 30°C, ou 48 heures entre 2 et 8 °C.
Fiole multidose (10 doses de 0,5 mL)
Stérile. Sans agent de conservation.

5mL
Noter la date et l'heure de la première utilisation :
LOT AB####
EXP MM-YYYY

Approvisionnement portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)

Étiquette extérieure 1



Étiquette extérieure 1

Prod. No XXXX DIN 02510847

AstraZeneca COVID-19 Vaccine 5 mL

Solution for Intramuscular Injection

Sterile. Preservative Free.

10 Multi-dose vials (each vial contains **10 doses** of 0.5 mL)

Solution pour injection intramusculaire

Stérile. Sans agent de conservation.

10 fioles multidoses (chaque fiole contient **10 doses** de 0,5 mL)

AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.

Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze or shake. Keep vials in original carton to protect from light.

Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.

Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler ni agiter. Conserver les fioles dans l'original pour protéger le médicament de la lumière.

Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30°C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride, disodium edetate dehydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodiquedihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

LOT AB####

EXP MM-YYYY

GTIN

SN

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787


For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le codeQR ou visitez le www.azcovid-19.com.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4

Approvisionnement portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)

Étiquette intérieure 2



Étiquette intérieure 2

Vaxzevria^{MC} 5 mL DIN 02510847

Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])

Solution pour injection intramusculaire

Lire la monographie de produit avant utilisation au : www.azcovid-19.com

Conservation : 2 à 8 °C. Sans agent de conservation.

10 doses : 0,5 mL par dose.

Stérile. AstraZeneca


Noter la date et l'heure de la première utilisation :

LOT AB###

EXP MM-YYYY

Approvisionnement portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)

Étiquette extérieure 2



Étiquette extérieure 2

Prod. No XXXX DIN 02510847

Vaxzevria^{MC} 5 mL

COVID-19 Vaccine (ChAdOx1-S [recombinant])

Solution for Intramuscular Injection

5 x 10¹⁰ viral particles per dose. Sterile.

10 Multi-dose vials (each vial contains **10 doses** of 0.5 mL)

Vaccin contre la COVID-19 (ChAdOx1-S [recombinant])

Solution pour injection intramusculaire

5 x 10¹⁰ particules virales par dose. Stérile.

10 fioles multidoses (chaque fiole contient **10 doses** de 0,5 mL)

AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at www.azcovid-19.com.

Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze. Keep vials in original carton to protect from light.

Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or 48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au www.azcovid-19.com.

Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler. Conserver les fioles dans l'emballage d'origine pour protéger le médicament de la lumière.

Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30°C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride, disodium edetate dihydrate and water for injection. Preservative free.

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodique dihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

LOT AB####

EXP MM-YYYY

GTIN

SN

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787

For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit www.azcovid-19.com.

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez le www.azcovid-19.com.

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4