



# Annexe B – Étiquettes bilingues en anglais et en français des fioles de Vaccin d'AstraZeneca contre la COVID-19 et des boîtes correspondantes approuvées par Santé Canada (stocks portant les étiquettes canadiennes)

## Stocks portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)

### Étiquette intérieure



### Étiquette extérieure



### Étiquette intérieure

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

## **Stocks portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)**

DIN 02510847

Solution for Intramuscular Injection 5 mL

Read Product Monograph before use

at: [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com)

After first use, discard after:

6 hours at up to 30°C, or

48 hours at 2 to 8°C

Multi-dose vial (10 doses of 0.5 mL)

Sterile. Preservative Free.

Record date and time of first use:

Solution pour injection intramusculaire – 5 mL

Lire la monographie de produit avant utilisation

à : [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com)

Après la première utilisation, jeter après :

6 heures à une température jusqu'à 30 °C, ou

48 heures entre 2 et 8 °C

Fioles multidoses (10 doses de 0,5 mL)

Stérile. Sans agent de conservation.

Notez la date et l'heure de la première utilisation :

### **Étiquette extérieure**

Prod. No XXXX DIN 02510847

AstraZeneca COVID-19 Vaccine

Solution for Intramuscular Injection – 5 mL

Sterile. Preservative Free.

10 Multi-dose vials (each vial contains 10 doses of 0.5 mL)

Solution pour injection intramusculaire

Stérile. Sans agent de conservation.

10 fioles multidoses (chaque fiole contient 10 doses de 0,5 mL)

AstraZeneca

Dosage and administration: See Product Monograph at [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com).

Store: Refrigerated at 2 to 8°C. Do NOT freeze or shake. Keep vials in original carton to protect from light.

Discard: 6 hours after first use at room temperature (up to 30°C), or

48 hours after first use at 2 to 8°C.

Posologie et administration : Voir la monographie au [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com).

Conservation : Réfrigérer entre 2 et 8 °C. NE PAS congeler ni agiter. Conserver les fioles dans la boîte d'origine pour protéger le médicament de la lumière.

Jeter : 6 heures après la première utilisation à la température ambiante (jusqu'à 30 °C), ou 48 heures après la première utilisation entre 2 et 8 °C.

Contains: L-histidine, L-histidine hydrochloride monohydrate, magnesium chloride hexahydrate, polysorbate 80, ethanol, sucrose, sodium chloride, disodium edetate dihydrate and water for injection. Preservative free.

## **Stocks portant les étiquettes CANADIENNES (5 mL – 10 doses)**

Contenu : L-histidine, chlorhydrate de L-histidine monohydraté, chlorure de magnésium hexahydraté, polysorbate 80, éthanol, saccharose, chlorure de sodium, édétate disodique dihydraté et eau pour injection. Sans agent de conservation.

Questions or concerns: 1-800-668-6000

Des questions ou préoccupations? 1-800-461-3787

For current Product Monograph use your mobile device to scan the QR code or visit [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com).

Pour obtenir la monographie actuelle, utilisez votre appareil mobile pour numériser le code QR ou visitez le [www.azcovid-19.com](http://www.azcovid-19.com).

AstraZeneca Canada Inc. Mississauga, Ontario, L4Y 1M4