

Étiquettes unilingues anglaises de la fiole et de la boîte de Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech mises à jour

Fiole



Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Après dilution, la fiole contient 6 doses de 0,3 mL

Pour administration intramusculaire. Sans agent de conservation.

Autorisation pour une utilisation d'urgence.

DILUER AVANT L'EMPLOI. Jeter 6 heures après la dilution lorsque le produit est conservé entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).

Date et heure de la dilution :

Boîte



Panneau principal

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Suspension pour injection intramusculaire

195 fioles multidoses

(après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL)

CONSERVATION :

Avant la dilution, conserver entre -80 et -60 °C (-112 et -76 °F).
Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL
Consulter la fiche d'information de la FDA ou balayer le code QR pour obtenir de plus amples renseignements.
DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie).
Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F). Jeter 6 heures après la

dilution.
Sans agent de conservation.
Autorisation pour une utilisation d'urgence.



Fabriqué par
Pfizer Inc.
New York, NY 10017
Fabriqué pour
BioNTech
Manufacturing GmbH
An der Goldgrube 12
55131 Mayence, Allemagne

FABRIQUÉ EN ALLEMAGNE

Panneau latéral

Vaccin contre la COVID-19 de Pfizer-BioNTech

Suspension pour injection intramusculaire

195 fioles multidoses

(après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL)

CONSERVATION :

Avant la dilution, conserver entre -80 et -60 °C (-112 et -76 °F).

Conserver le produit dans cette boîte à l'abri de la lumière.

POSOLOGIE ET ADMINISTRATION :

Après la dilution, chaque fiole contient 6 doses de 0,3 mL

Consulter la fiche d'information de la FDA ou balayer le code QR pour obtenir de plus amples renseignements.

DOIT ÊTRE DILUÉ AVANT L'EMPLOI avec une solution injectable stérile de chlorure de sodium à 0,9 % USP (non fournie).

Conserver le vaccin dilué entre 2 et 25 °C (35 et 77 °F).

Jeter 6 heures après la dilution.

Sans agent de conservation.